

小型機器キャンペーン greiner bio-one



PRoMotion 春

キャンペーン期間：2024年4月8日(月)～2024年8月30日(金)



微量高精度分光光度計
EzDrop 1000 P.2



サーマルサイクラー
TurboCycler™ 2 P.3

New



マイクロ遠心機 5D P.4



卓上プレート遠心機 P.4



ハイスピード
ベンチトップ遠心機 P.4



ハイスピードマイクロ
チューブ遠心機 P.5



ボトルテックスミキサー P.5

イチ
押し!



ミニボトルテックスミキサー P.5

お急ぎ
ください!
在庫限り



ミニドライバス P.6



小型旋回振とう機 P.6



回転ピペットスタンド
UV ランプ付き P.7



卓上ミニ遠心機 P.7

イチ
押し!



電動ピペッター P.7

イチ
押し!

キャンペーンコード

J0401

ご注文方法：専用注文書を使用して弊社にご注文いただくよう、取扱店へお伝え下さい。

微量高精度分光光度計

EzDrop 1000



使用方法は
YouTubeで
ご確認頂け
ます。

- 測定できる波長が190~1000 nmと広範囲
- DNA/RNA/タンパク質/細菌数の濃度がボタン1つで測定可能
- 1サンプルあたりの測定時間は3秒 (CV値 1%未満)
- アームを下す際の衝撃を和らげているため、閉じたときの影響を軽減
- コンパクトでスペースセーブ




| 製品番号 | 製品名 | 価格 (税抜) | キャンペーン価格 (税抜) |
|---------|-------------|------------|---------------|
| J804001 | EzDrop 1000 | ¥1,574,100 | ¥1,230,000 |



リモートデモ
受付中

直観的なグラフィックインターフェース




タッチパネルによる操作

OD600、核酸、蛋白質280、タンパク質アッセイの測定を選べる。また、カスタマイズした測定も可能。
ニトリルグローブなどのグローブ着用時も操作可能。



LEDアシストライトにより
溶液の滴下をサポート



石英ガラス
ナノハイドロ
フォビクレイヤー

石英ガラス/疎水性コートにより
ドロップを形成し、測定エラーを防ぐ

仕様

| | |
|------------------|---|
| サンプル量 | 最小 1 μ l |
| サンプル数 | 1 |
| 経路長 | 0.5 mm/0.05 mm |
| 光源 | パルスキセノンフラッシュランプ |
| 検出タイプ | CMOS 2048エレメント |
| 測定波長 | 190~1000 nm |
| 帯域幅 | 1.3 nm |
| 波長の精度 | 1.0 nm |
| スペクトラル分解能 | 1.5 nm (FWHM Hg 253.7 nm) |
| 吸光度の精度 | 0.001 A (0.5 mm相当) |
| 吸光度の精度誤差 | 3% (320 nmで0.97吸光度の時) |
| 吸光度測定範囲 (1 cm相当) | 0.02~300 A |
| 検出範囲 | dsDNA : 2~15000 ng/ μ L BSA : 0.10~400 mg/mL |
| 検出部分の素材 | ハイドロフォビクレイヤーコートのスチレンス 網と石英ガラス |
| 測定時間 | 3秒未満 |

ソフトウェア

| | |
|---------|--------|
| OS | Linux |
| 登録フォルダ数 | 50フォルダ |
| パスワード設定 | 可能 |

概要

| | |
|---------|--|
| ディスプレイ | 7インチのカラータッチパネル |
| データポート | Type-AのUSBメモリー (1ポート) |
| 寸法 | 縦 206×横 166×高さ 333 mm |
| 重さ | 3.5 kg未満 |
| 内部メモリ | 32 GB |
| 電源アダプター | インプットAC 100~240 V、50/60 Hz アウトプットDC 24 V、2.08 A |
| 品質保証 | CEマーク、RoHS |

TurboCycler™ 2



リモートモニター可能 7インチ大型モニタータッチスクリーン搭載モデル

- 7インチカラータッチスクリーン、コンパクトデザイン
- ラボ用グローブ装着でも楽々操作
- Wi-Fi モジュールで、リモートモニター可能（特別サービス）
- 高熱伝導性と温度均一性実現 最大温度上昇速度 5.5℃/秒
- オリジナルプログラムソフト“対話形式で簡単入力”
- USBによるプログラム移動及び保存可能
- 2年保証

| 製品番号 | 製品名 | 価格（税抜） | キャンペーン価格（税抜） |
|---------|-----------------------------|----------|--------------|
| J804305 | グラジェントターボサイクラー2 96ウェルタイプ | ¥757,900 | ¥530,000 |

■ アプリケーション

- Basic PCR
- Experiment optimization
- Fast PCR
- Touch down PCR
- Nested PCR
- RT-PCR



■ エルゴノミック設計

特殊合金を用いたハンドルで開け
やすいリッド
高い耐久性リッド設計



■ グラジェント温度設定幅 1-24℃

グラジェント機能標準装備
実験系の最適化



■ コンパクト設計

スペースを有効利用
独自のエアイベント方式により、並
列してセッティング可能



■ リッドの温度を幅広く設定可能

次世代シーケンス用のサンプル調
製などに便利

| | |
|----------------|---------------------|
| カタログNo. | J804305 |
| ブロックタイプ/ サンプル数 | 96-well, 0.2ml / 96 |
| ブロック加熱技術 | ペルチェ素子 |
| ブロック温度設定範囲 | 4.0℃ - 99.9℃ |
| 最大温度上昇速度 | 5.5℃/秒 |
| 最大温度下降速度 | 3.3℃/秒 |
| 温度制御 | ±0.3℃ |
| 温度均一性 | ±0.3℃ |
| 調整可能温度勾配 | ○ low/ high |
| 温度グラジェント機能 | ○ |
| 温度グラジェント範囲 | 30-99℃ |
| グラジェント温度設定幅 | 24℃ |

| | | |
|--------------------|-----------------------------|--------------|
| プログラム保存数 | 500 | USBメモリーに保存可能 |
| ユーザーホルダー数 | 100 | |
| パスワードプロテクション | あり | |
| ステータスレポート | HTML | アウトプット、USB |
| リアルタイム温度プロファイルレポート | CSV | アウトプット、USB |
| ディスプレイ | 7インチカラー | LCD/タッチパネル方式 |
| データポート | USB | |
| ヒートリッド | 105℃ / 120℃ | 固定 or オフ |
| オートリスタート機能 | ○ | |
| 外形寸法 | 高さ23cm 幅25cm 奥行41 cm | |
| 重量 | 9.5 kg | |
| 電源電圧 | AC100-240V, 50/60 Hz, 750 W | |

New 5 ml チューブ用遠心機

Greiner Micro Centrifuge 5

- 5 mlチューブ用遠心機
- 1.5 ml・2.0 mlチューブまたは5.0 mlチューブを各4本同時に遠心
- 付属のローターにより0.2 mlチューブが遠心可能
- 遠心時間、遠心スピードはボタンにより設定

| | | | |
|-------|--------------------|------|-------------------------|
| スピード | 5,500 rpm/1,690 ×g | 回転時間 | 1 ~ 59秒もしくは1 ~ 99分 |
| 収納サイズ | 5.0mlチューブ 4本、 | サイズ | 19.4×22.9×12 cm (W×D×H) |
| | 1.5/2.0mlチューブ4本 | 電源 | 100V-230V、50/60Hz、45W |

| 製品番号 | 製品名 | 価格 (税抜) | キャンペーン価格 (税抜) |
|-----------|-----------------|----------|---------------|
| J842050-N | グライナー マイクロ遠心機5D | ¥103,880 | ¥83,000 |



グライナー 卓上プレート遠心機

Greiner Plate Centrifuge

- PCR プレート及びマイクロプレート用遠心機
- 独自アングル設定、サンプル漏れ防止可能
- コンパクト設計、2枚のプレートを同時に遠心可能



| | | | |
|------|-----------------------------------|-------|---------------|
| 収納枚数 | プレート2枚 (スカート付PCRプレートであれば4枚まで搭載可能) | 最大回転数 | 2,100 rpm |
| | | 最大遠心力 | 400 RCF (g) |
| | | 電源 | 100V, 50-60Hz |

| 製品番号 | 製品名 | 価格 (税抜) | キャンペーン価格 (税抜) |
|---------|-----------------|----------|---------------|
| J846050 | グライナー 卓上プレート遠心機 | ¥157,200 | ¥119,000 |



ハイスピードベンチトップ遠心機

Turbo Fuge


Turbo Fugeは、分子生物学で必要とされている21,400gを可能としました。消費電力も最小限に抑えることにも成功し、実験室の新しいベンチトップタイプの遠心機です。

- 遠心終了後に自動で蓋が開閉します。
- 標準ローターはエアロゾル密閉性で、危険なサンプルの遠心に使用できます。
- オートクレーブ可能なアルミ式ローターを搭載
- インバランス検出センサーにより、より安全な操作性を実現
- 操作が確認しやすい、バックライト機能あり。
- 耐久性の高いメタルチャンバーを使用
- チューブを入れやすいリッド角度設計 (30°から40°)

| | | | |
|----------|---------------------|-------------|-----------------|
| 使用可能チューブ | 1.5ml / 2.0 ml ×24本 | ノイズレベル | <68 dB |
| 遠心力 | 50-21,400×g | 消費電力 | 100 V, 50/60 hz |
| 回転数 | 100-15,000rpm | 最大消費電力 | 230W |
| 加速時間 | 15秒 | 重量 | 10kg |
| 減速時間 | 1 6秒 | サイズ (W×D×H) | 29 × 48 × 26cm |
| タイマー | 30秒 ~ 9時間59分 | | |

| 製品番号 | 製品名 | 価格 (税抜) | キャンペーン価格 (税抜) |
|---------|-----------------|----------|---------------|
| J804701 | ハイスピードベンチトップ遠心機 | ¥363,900 | ¥264,000 |

BLUE-RAY
BIOTECH



動作中はパネルのバックライトが赤

数値を入力中はパネルのバックライトが青

ハイスピードマイクロチューブ遠心機

Greiner Mini Centrifuge, High-Speed

- 分子生物学で必要とされている16,000gを可能とし、実験室の新しいスタンダード遠心機です。
- コンパクト、早い加減速時間、非常に静かなノイズレベルを実現しました。
- 標準装備のローターは、1.5ml/2.0mlを使用でき、別売アダプターで0.2ml/0.5mlも使用可能です。

| | | | |
|-----------|---------------------|-------------|---------------|
| 大画面ディスプレイ | rpm/RCF(g)切り換え設定可能 | 減速時間 | 10 秒 |
| 使用可能なチューブ | 1.5mlもしくは2.0ml ×12本 | ノイズレベル | 54dB |
| 最大遠心力 | 16,100 RCF(g) | サイズ (W×D×H) | 27×22×15cm |
| 最大回転数 | 15,500 rpm | 重さ | 4.8 kg |
| 加速時間 | 18秒 | 電源 | 100V, 50/60Hz |

| 製品番号 | 製品名 | 価格 (税抜) | キャンペーン価格 (税抜) |
|---------|---------------------|----------|---------------|
| J841050 | グライナー ハイスピードマイクロ遠心機 | ¥265,850 | ¥200,000 |

■ アクセサリー

| 製品番号 | 製品名 | 価格 (税抜) |
|---------|------------------|---------|
| J841900 | アダプター 0.5ml 8ヶ入り | ¥5,900 |
| J841901 | アダプター 0.2ml 8ヶ入り | ¥5,900 |



グライナー ボルテックスミキサー

Greiner Vortex Mixer

- パワフルボルテックスミキサー
- Q-Drive 技術にてスムーズなミキシングが可能
- ミキシング中でも機器本体は安定

| | | | |
|-----|---------------------|----|------------------|
| 回転数 | 200 ~ 3200 rpm | 重量 | 3.8 kg |
| サイズ | 13×16×17 cm (W×D×H) | 電源 | 115V, 60Hz, 180W |

| 製品番号 | 製品名 | 価格 (税抜) | キャンペーン価格 (税抜) |
|---------|------------------|---------|---------------|
| J844050 | グライナー ボルテックスミキサー | ¥46,640 | ¥35,000 |

■ ボルテックスミキサー用フラットホームⅡ

- 試験管などのミキシング可能
- 直径：7.5cm

J844903



| 製品番号 | 製品名 | 価格 (税抜) | キャンペーン価格 (税抜) |
|---------|---------------------|---------|---------------|
| J844903 | ボルテックスミキサー用フラットホームⅡ | ¥6,580 | ¥4,500 |



使用方法は
YouTubeで
ご確認ください。



グライナー ミニボルテックスミキサー

Greiner Mini Vortex Mixer

- パワフルボルテックスミキサー 50ML 遠心管までミキシング可能
- 手のひらサイズ
- 2800 rpm 固定
- Insta-Touch 方式、ヘッドにあてるだけの簡単操作

| | |
|-----|-------------------------|
| サイズ | 9.6×9.7×6.4 cm (W×D×H) |
| 重量 | 400 g |
| 電源 | 100-240V, 50-60Hz, 0.6A |



手の平に乗る小型サイズ



Insta-Touch™
タッチスタート方式

| 製品番号 | 製品名 | 価格 (税抜) | キャンペーン価格 (税抜) |
|---------|--------------------|---------|---------------|
| J845050 | グライナー ミニボルテックスミキサー | ¥41,130 | ¥31,800 |

お急ぎ
ください!
在庫限り



使用方法は
YouTubeで
ご確認ください。



グライナー ミニドライバス

Greiner Mini Dry Bath



使用方法は
YouTubeで
ご確認ください。

- サンプル蒸発及びチューブ蓋への結露防止（サーモリッド付き）
- コンパクト設計、手のひらサイズ
- ブロック交換可能
- 腐食防止加工のアルミブロック使用

用途 酵素反応、イムノアッセイ等に対応

| | | |
|--------------|-------------------------|---------------|
| 製品番号 | J848051 | 848050 |
| サイズ (W× D×H) | 10.5×15×11.5 cm | 11.2×15×10 cm |
| 重量 | 1 kg | |
| 電源 | 100-240V, 50-60 Hz, 50W | |
| 温度精度 | ± 0.3°C | ± 0.5°C |
| 温度設定 | 0.1°C単位 | |

| 製品番号 | 製品名 | 価格 (税抜) | キャンペーン価格 (税抜) |
|---------|--------------------------|---------|---------------|
| J848051 | グライナーミニドライバス サーモリッド付き | ¥99,860 | ¥80,000 |
| J848050 | グライナー ミニドライバス | ¥58,620 | ¥45,000 |

※ブロックは、含まれておりません。

■ Greiner Mini Dry Bath 専用ブロック

| 製品番号 | 製品名 | 価格 (税抜) |
|---------|--------------------------|---------|
| J848916 | 1.5ml×15本用ブロック | ¥21,310 |
| J848923 | 2.0ml×15本用ブロック | ¥21,310 |
| J848902 | 0.2ml×40本 or PCR8ストリップ×5 | ¥21,310 |



848050



サーモリッド付き

J848051

※本体価格にブロック、チューブは含まれておりません。

小型巡回振とう機

ROTO-MINI Plus

- コンパクト設計
- 軽量設計、持ち運びが容易
- 異なるサイズのチューブの振とう可能
- 回転プレートを容易に交換可能
- 回転スピード調節可能 (5-70rpm)
- 使用環境温度 室温+5°C~ 60°C

モード

- Mix 機能：振とう
- Pause機能：動作停止
- Rock 機能：シーソー状態

| | |
|--------------------|--|
| チューブホルダー (標準装備) | 1.5/2.0 ml×2枚、5-7 ml×2枚、 15ml 遠心管用×2枚、50ml遠心管用×1枚 |
| サイズ | 27.5×15.2×16.5 cm (W×D×H) |
| 重量 | 1.4 kg |
| 消費電力 | 100V. 50/60 Hz |

| 製品番号 | 製品名 | 価格 (税抜) | キャンペーン価格 (税抜) |
|---------|----------|----------|---------------|
| J804501 | 小型巡回振とう機 | ¥109,610 | ¥80,000 |

■ アクセサリー (チューブホルダー)

| 製品番号 | 製品名 | 価格 (税抜) |
|---------|----------------------------------|---------|
| J804591 | チューブホルダー 1.5/2.0ml×11 本掛け (2枚入り) | ¥12,090 |
| J804592 | チューブホルダー 5-7ml tube×5本掛け (2枚入り) | ¥12,090 |
| J804594 | チューブホルダー 50ml×6 本掛け (1枚入り) | ¥9,780 |



※実際の製品には、チューブは含まれておりません。

グライナー UV スタンド

回転ピペットスタンド UVランプ付き



使用方法は
YouTubeで
ご確認頂
けます。

6本のピペットを整理でき、さらに99%のコンタミネーションを防ぐことができる世界初のピペットスタンドです。この新しいUVスタンドは254nm UVライトにピペットシャフトを完全に照射することのできる高効率リフレクター/コンセントレイターを用いています。この照射により好ましくない汚染菌を分解し、PCRや他の感受性の高い手順におけるクロスコンタミネーションを防ぎます。主なピペットメーカーのシングルチャンネルピペットをUVスタンドの中に置くだけで、28分間で自動的に除菌できます。DNA分解能力を有するUV-Cにピペットシャフトを360°照射することで、クリーンなピペットに仕上げます。

| | |
|-------------|--|
| キャパシティー | 6本立て 主なピペットメーカーへ適応 0.2 µl -1000 µl 各機種 |
| ランプ | 254nm, 殺菌能力の高いUV-C 放射 ロングライフ水銀ランプ(2,000時間) |
| サイクルタイム | 28分間で自動的に作業終了 |
| 外装素材 | UV耐性ポリカーボネイト |
| リフレクター(反射鏡) | 鏡面、アルミニウムコート、ポリエステルフィルム |
| サイズ | 直径17cm, 高さ33cm |
| 電源 | 100V-240V, 50/60Hz, 1A |

世界発!
UVスタンド!

| 製品番号 | 製品名 | 価格(税抜) | キャンペーン価格(税抜) |
|---------|--------------------|---------|--------------|
| J804801 | 回転ピペットスタンド UVランプ付き | ¥69,960 | ¥59,000 |



グライナー 卓上ミニ遠心機

Greiner Mini Centrifuge

- Clik-n-Lok™ ローター装着システム
- 0.2ml 8連チューブローター(4本掛け)、1.5/2.0 ml チューブ用ローター標準装備、各容量の遠心可能
- 蓋の開閉による操作でON/OFFのコントロール可能

| | | | |
|------------|-----------------|-------|--------------------------------------|
| 最大回転数 | 6,000 rpm | 電源 | 100-240V, 50/60Hz |
| 最大遠心力 | 2,000 RCF (g) | 収納サイズ | 1.5/2.0ml チューブ×8本 0.2ml 8連チューブ×4本 |
| サイズ(W×D×H) | 11.4×15×11.4 cm | | |
| 重量 | 1 kg | | |

標準付属品 PCR8連用ローター、チューブアダプター 0.5ml 8ヶ入り, 0.2ml 8ヶ入り

| 製品番号 | 製品名 | 価格(税抜) | キャンペーン価格(税抜) |
|---------|---------------|---------|--------------|
| J843050 | グライナー 卓上ミニ遠心機 | ¥48,870 | ¥34,600 |



使用方法は
YouTubeで
ご確認頂
けます。



グライナー 電動ピペッター

Greiner Sapphire-Maxipette

- 自立型デザイン
- ピペットホルダー標準装備
- 180gの軽量タイプ
- UV耐性
- 短い充電時間
- 3カラー(青、紫、赤)によるバッテリーの状態を確認可能

| | |
|-------------|---------------------------|
| 対応可能ピペットサイズ | 1-100 mlサイズ |
| 吸引スピード | >7.5 ml / 秒 |
| 充電時間 | 約4時間 |
| 電源 | AC100-240V 50/60 Hz |
| パワージャック | mini-USB |
| フィルター | 疎水性 25 mm (直径) / 0.2 µm |
| バッテリー | リチウムイオン 3.7 V / 1,100 mAh |
| 本体重量 | 180 g |

| 製品番号 | 製品名 | 価格(税抜) | キャンペーン価格(税抜) |
|---------|--------------------|---------|--------------|
| J847050 | Sapphire-Maxipette | ¥38,270 | ¥28,000 |



小型機器キャンペーン J0401 専用注文書

FAX 03-6275-0546

キャンペーン期間：2024年4月8日(月)～2024年8月30(金)

| 製品番号 | 製品名 | キャンペーン価格(税抜) | ご発注数 |
|-----------|--------------------|--------------|------|
| J804001 | EzDrop 1000 | ¥1,230,000 | |
| J804305 | グラジェントターボサイクラー2 | ¥530,000 | |
| J842050-N | マイクロ遠心機5D | ¥83,000 | |
| J846050 | 卓上プレート遠心機 | ¥119,000 | |
| J804701 | ハイスピードベンチトップ遠心機 | ¥264,000 | |
| J841050 | ハイスピードマイクロ遠心機 | ¥200,000 | |
| J844050 | ボルテックスミキサー | ¥35,000 | |
| J844903 | フラットホームII | ¥4,500 | |
| J845050* | ミニボルテックスミキサー | ¥31,800 | |
| J848051 | ミニドライバス サーモリッド付き | ¥80,000 | |
| J848050 | ミニドライバス | ¥45,000 | |
| J804501 | 小型旋回振とう機 | ¥80,000 | |
| J804801 | 回転ピペットスタンド UVランプ付き | ¥59,000 | |
| J843050 | 卓上ミニ遠心機 | ¥34,600 | |
| J847050 | 電動ピペッター | ¥28,000 | |

* J845050 は在庫が無くなり次第、販売終了となります。

販売店様へのお願い：

本キャンペーンをご利用の際は必ず専用注文書をご利用ください。

勝手なご依頼になりますが、当社社内システムの管理上、専用注文書以外でのご注文時は本キャンペーンは非適用とし、商品発送後のキャンペーン適用への変更はお断りさせていただきます。ご理解賜ります様よろしくお願いいたします。また、期間終了日は弊社のご注文受付時間までに間に合うようご注文ください。

● お客様ご記入欄

| | |
|--------|--|
| お名前 | |
| ご勤務先 | |
| ご所属 | |
| ご住所 | |
| TEL | |
| e-mail | |

● 販売店記入欄

| | |
|--------|---|
| 販売店名 |  正晃株式会社 |
| 販売店担当者 | |
| 支店・営業所 | |
| 発注番号 | |
| TEL | |

株式会社グライナー・ジャパン

〒101-0047 東京都千代田区内神田1-14-10 PMO内神田ビル

TEL 03-5843-9159 FAX 03-6275-0546

URL https://www.gbo.com/ja_JP.html

■ お願いおよび注意事項

記載の価格は2024年4月1日現在の価格です。予告なしに改定される場合がございますので、ご注文の際にご確認下さい。記載の価格には消費税は含まれておりません。

【使用範囲】記載の商品は全て、「研究用器材・機器」です。人や動物の医療用としては使用しないよう、十分ご注意ください。



取扱販売店

SEIKO 正晃株式会社

福岡第一営業所 (092)611-8131 大分営業所 (097)558-0025 長崎営業所 (0957)49-2780
福岡第二営業所 (092)611-5335 佐賀営業所 (0952)22-7841 沖縄営業所 (098)888-3666
福岡西営業所 (092)330-6060 熊本営業所 (096)380-0055 山口営業所 (083)972-0215
北九州営業所 (093)871-8006 宮崎営業所 (0985)27-1331 下関配送センター (083)248-3862
久留米営業所 (0942)45-1331 鹿児島営業所 (099)260-7133 東京支店 (03)5947-6680