

最大約 44% OFF



実験のライフラインである水。  
オトクに買い替えましょう。

# Milli-Q® 更新キャンペーン

ハイエンドモデル

純水・超純水製造装置

Milli-Q® IQ  
7003/05/10/15

217万円※

使い勝手No.1の人気機種！



● E-POD はオプション品です

超純水製造装置

Milli-Q® IQ 7000

143万円※



純水製造装置

Milli-Q® IX  
7003/05/10/15

99.9万円※



ミドルクラスモデル

IQX システム

158.9万円※

EQX システム

117.9万円※



Milli-Q® EQ 7008

126.3万円※



Milli-Q® EQ 7000

79.9万円※



Elix® Essential

39.9万円※



キャンペーン  
期間

2025年11月4日(火)～  
2026年4月30日(木)ご注文分まで

対象

メルクの装置(旧ミリポア含む)をお持ちの  
教育・研究機関のお客様

お見積もりはお近くの販売店にご依頼ください。

- 設置費やオプションは別途必要となります。 ※ キャンペーン希望販売価格 ※※ 希望販売価格に対する割引
- 本キャンペーン期間中の購入価格は、お取り扱い販売店とお客様間の売買契約に準じます。実価格はお取り扱い販売店へお問い合わせください。
- キャンペーン期間中に希望販売価格(税別)が予告なく変更される場合があります。その際には、変更後の希望販売価格(税別)へ割引率が適用されます。

対象製品

ハイエンドモデル		ミドルクラスモデル		
超純水・純水製造装置				
Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 超純水・純水一体型で省スペース。 バツグンの使いやすさと環境配慮 (水銀フリー)・規制対応型		IQX システム (Milli-Q® IQ 7000+Elix® Essential) ハイエンド寄りのミドルクラス	EQX システム (Milli-Q® EQ 7000+Elix® Essential) 低コストで RO+EDI® 水を組み合わせ	Milli-Q® EQ 7008 ワンパッケージで省スペース。 超純水だけ使用したい方向け
供給水		水道水、井水（飲用）		
超 純 水	採水速度	1 滴～2 L / 分（8 段階可変スピード）	1 滴～2 L / 分（8 段階可変スピード）	最大 2 L / 分（3 段階可変スピード）
	採水方法	独立ディスペンサー	独立ディスペンサー	本体ディスペンサー
	採水モード	通常・定量・アシスト定量・ フットペダル（オプション）	通常・定量・アシスト定量・ フットペダル（オプション）	通常・定量・ フットペダル（オプション）
TOC 測定		A10 TOC 計	A10 TOC 計	TOC インジケーター
純 水	精製方法	Elix®（RO + EDI®）	Elix®（RO + EDI®）	Elix®（RO + EDI®）
	製造速度	3 L ～ 15 L / 時	3 L ～ 10 L / 時	3 L ～ 10 L / 時
	採水方法	独立ディスペンサー（オプション）	タンクコック採水	タンクコック採水
	採水速度	最大 2 L / 分（2 段階可変スピード）	タンクコック採水	タンクコック採水
	採水機能	通常・定量 フットペダル（オプション）	—	—

ハイエンドモデル		ミドルクラスモデル	
超純水製造装置		純水製造装置	
Milli-Q® IQ 7000		Milli-Q® EQ 7000	Milli-Q® IX 7003/05/10/15
純水装置を別途お持ちのお客様向け。水銀 フリー UV ランプ搭載。使いやすさバツグン		純水装置を別途お持ちのお客様向け。 低コストで超純水を精製	バツグンの使いやすさと環境配慮 (水銀フリー)・規制対応型
Elix® など一次処理された純水		水道水、井水（飲用）	
採水速度	1 滴～2 L / 分 (8 段階可変スピード)	最大 2 L / 分 (3 段階可変スピード)	—
採水方法	独立ディスペンサー	本体ディスペンサー	—
採水モード	通常・定量・アシスト定量・ フットペダル (オプション)	通常・定量・ フットペダル (オプション)	—
TOC 測定	A10 TOC 計	TOC インジケーター	—
精製方法	—	—	Elix® (RO + EDI®)
製造速度	—	—	3 L ～ 15 L / 時
採水方法	—	—	独立ディスペンサー
採水速度	—	—	最大 2 L / 分 (2 段階可変スピード)
採水機能	—	—	通常・定量 フットペダル (オプション)

### ご更新対象装置例



第 6 世代 Milli-Q®

修理パーツ販売終了装置



サイエンス系  
お役立ちメディア  
**M-hub**





かんたんカタログ検索  
**カタログ  
ファインダー**





メルクライフサイエンス - メールニュース  
[www.merckmillipore.com/wm](http://www.merckmillipore.com/wm)



メルクライフサイエンス公式  
SNS、動画コンテンツをご覧ください。

掲載価格は希望販売価格（税別）です。実際の価格は弊社製品取扱販売店へご確認ください。なお、品目、製品情報、価格等は予告なく変更される場合がございます。予めご了承ください。記載内容は2025年10月時点の情報です。Merck, the vibrant M, and Milli-Q are trademarks of Merck KGaA, Darmstadt, Germany or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners. Detailed information on trademarks is available via publicly accessible resources. ©2025 Merck KGaA, Darmstadt, Germany. All rights reserved.

メルク株式会社

ライフサイエンス ラボウォーター事業部  
〒106-0041 東京都港区麻布台1-3-1 麻布台ヒルズ 森JPタワー 26階  
製品の最新情報はこちら [www.merckmillipore.com/LW](http://www.merckmillipore.com/LW)  
装置ご検討など営業的なお問い合わせ: [lwjpcase@merckgroup.com](mailto:lwjpcase@merckgroup.com) Tel: 03-4531-3939  
修理メンテナンス関連のお問い合わせ: 1139ts@merckgroup.com Tel: 03-4531-1139

LWM332-2510-13K-H



SEIKO 正晃株式会社

福岡第一営業所 (092) 611-8131	熊本営業所 (096) 380-0055	岡山営業所 (086) 250-1205
福岡第二営業所 (092) 611-5335	大分営業所 (097) 558-0025	東京支店 (03) 5947-6680
福岡第三営業所 (092) 330-6060	宮崎営業所 (0985) 27-1331	海外営業所 (092) 611-5570
北九州営業所 (093) 871-8006	鹿児島営業所 (099) 260-7133	移設営業所 (03) 5935-8613
久留米営業所 (0942) 45-1331	沖縄営業所 (098) 888-3666	福岡物流センター (092) 624-6333
佐賀営業所 (0952) 22-7841	山口営業所 (083) 972-0215	
長崎営業所 (0957) 49-2780	下関配送センター (083) 248-3862	

[www.seikonet.co.jp](http://www.seikonet.co.jp)