



【製品仕様】

- 容量：**0.1mL**／**0.2mL** ●材質：ポリプロピレン ●ウェル色：フロスト／ホワイト
- フレーム色：ホワイト ●包装単位：50枚/箱
- DNase/RNase Free ●Human DNA Free ●エンドキシン Free

50枚入 (10枚入/袋×5袋)

●2色成型

(フレーム：ポリカーボネート/ウェル：ポリプロピレン)
PCR反応での熱で歪みを無くし、蒸発を防ぎます。

- フロスト加工ウェル…**蛍光強度の低下を軽減!**
ホワイトモデル (0.1mL) **新登場!**
- 見やすいレーザー印字、バーコード付あり

▼**蛍光測定のリアルタイムPCRにお勧め**

0.1mL HD96セミスカートPCRプレート 白ウェル
ホワイトモデル/バーコードなし

型番：**SKHD9601W**
定価：**25,000円** (税込価格：27,500円)



安定供給
日本製

0.1mL HD96セミスカートPCRプレート
バーコードなし

型番：**SKHD9601**
定価：**25,000円** (税込価格：27,500円)

0.2mL HD96セミスカートPCRプレート
バーコードなし

型番：**SKHD9602**
定価：**25,000円** (税込価格：27,500円)

0.1mL HD96セミスカートPCRプレート
バーコード付き

型番：**SKHD9601BC**
定価：**30,000円** (税込価格：33,000円)

0.2mL HD96セミスカートPCRプレート
バーコード付き

型番：**SKHD9602BC**
定価：**30,000円** (税込価格：33,000円)



正晃株式会社

本製品はライフサイエンス分野における研究での使用を目的としています。
仕様は2024年4月現在のものです。
製品は改良のため予告なく変更する場合があります。

<http://seikonet.jp/customer/>

福岡第一営業所 (092)611-8131
福岡第二営業所 (092)611-5335
福岡西営業所 (092)330-6060
北九州営業所 (093)671-8006

久留米営業所 (0942)45-1331
大分営業所 (097)558-0025
佐賀営業所 (0952)22-7841
熊本営業所 (096)380-0055

宮崎営業所 (0985)27-1331
鹿児島営業所 (099)260-7133
長崎営業所 (0957)49-2780
沖縄営業所 (098)888-3666

山口営業所 (083)972-0215
下関配送センター (083)248-3862
海外営業所 (092)611-5570
東京支店 (03)5947-6680

高品質・低価格
SSSブランドプレートシール

100枚入



DNase/RNase Free
Human DNA Free




粘着シール (PCR用)

型番: **SKSEAL2**

PCR粘着クリアシール 100枚

定価: **15,900円** (税別)

強粘着タイプ (粘着力: 3.2N/cm)



【特長】

PCR、検体保存・輸送時のマイクロプレート等のシーリングに使用
PP/PS/PC製いずれのプレートにも優れた粘着力を発揮します。

【アプリケーション】


PCR/ELISA/臨床検査用途/長期保存

圧着シール (リアルタイムPCR用)

型番: **SKSEAL3**

qPCR圧着クリアシール 100枚

定価: **30,700円** (税別)



【特長】

光学的に優れた透明性を持つ圧着シール
リアルタイムPCR用にも、蛍光検出用にも最適
ベタつきが少ない強粘着タイプ

【アプリケーション】

PCR/qPCR/ELISA/臨床検査用途

PCR粘着クリアシール	SKSEAL2
基材	0.05 mm ポリオレフィンフィルム
色	クリア
サイズ (シート / ロール)	79×128 mm
テープ 厚さ	0.08 mm
剥離紙 (フィルム) 厚さ	0.12 mm
剥離紙 (フィルム) 素材	紙 (クリーム色)
接着性の有無(常温下)	有
粘着剤	アクリル系
粘着力	3.2 N/cm
多泡性の有無	無
対応プレート	PP: ポリプロピレン PS: ポリスチレン PC: ポリカーボネート
透明度	○
適応温度	-80~110℃
対応可能な滅菌方法	EOG

qPCR圧着クリアシール	SKSEAL3
基材	0.05 mm ポリオレフィンフィルム
色	クリア
サイズ (シート / ロール)	79×138 mm
テープ 厚さ	0.10 mm
剥離紙 (フィルム) 厚さ	0.05 mm
剥離紙 (フィルム) 素材	フィルム (白色)
粘着剤	シリコーン系
粘着力	3.8 N/cm
対応プレート	PP: ポリプロピレン PS: ポリスチレン PC: ポリカーボネート
使用温度範囲	-80℃~110℃
ピアス(穴開け)	不可



正晃株式会社

本製品はライフサイエンス分野における研究での使用を目的としています。
仕様は2023年4月現在のものです。
製品は改良のため予告なく変更する場合があります。

<http://seikonet.jp/customer/>

福岡第一営業所 (092)611-8131
福岡第二営業所 (092)611-5335
福岡西営業所 (092)330-6060
北九州営業所 (093)671-8006

久留米営業所 (0942)45-1331
大分営業所 (097)558-0025
佐賀営業所 (0952)22-7841
熊本営業所 (096)380-0055

宮崎営業所 (0985)27-1331
鹿児島営業所 (099)260-7133
長崎営業所 (0957)49-2780
沖縄営業所 (098)888-3666

山口営業所 (083)972-0215
下関配送センター (083)248-3862
海外営業所 (092)611-5570
東京支店 (03)5947-6680