

核酸抽出精製関連製品



30～40%OFF

ディスカウントキャンペーン

期間：2025年7月1日(火)～8月29日(金) ご注文分まで

本キャンペーンの対象製品は、
マッハライ・ナーゲル社の製品です。



高純度プラスミドDNA精製

NucleoBond® Xtra Midi/Maxi (Plus), NucleoBond® Xtra Midi/Maxi (Plus) EF

- NB Xtraカラムで高流速、高収量
→ 目詰まりなし！早い流速！！
→ Midi で～500 µg、Maxiで～1,000 µg
- LyseControlによる混合、中和の確認が可能
- 陰イオン交換カラムなので高純度
→ トランスフェクションに最適なプラスミドを精製

EF

- ・特殊な操作は不要、専用Bufferでエンドトキシンレベル0.05 EU/µg DNA未満を実現
- ・初代培養細胞、幹細胞等への遺伝子導入などに最適

Plus

- ・溶出後のプラスミドの回収がわずか5分で完了！
- ・遠心操作によるイソプロパノール沈殿は不要

30%OFF

製品名	概要	容量	製品コード	通常価格	キャンペーン価格
NucleoBond® Xtra Midi	収量：～500 µg 時間：70分	10回	740410.10	¥19,000	¥13,300
		50回	740410.50	¥85,000	¥59,500
		100回	740410.100	¥152,000	¥106,400
NucleoBond® Xtra Midi Plus (NucleoBond® Finalizer添付)	収量：～500 µg 時間：30分	10回	740412.10	¥24,000	¥16,800
		50回	740412.50	¥104,000	¥72,800
NucleoBond® Xtra Maxi	収量：～1,000 µg 時間：75分	10回	740414.10	¥43,000	¥30,100
		50回	740414.50	¥200,000	¥140,000
		100回	740414.100	¥370,000	¥259,000
NucleoBond® Xtra Maxi Plus (NucleoBond® Finalizer添付)	収量：～1,000 µg 時間：35分	10回	740416.10	¥48,000	¥33,600
		50回	740416.50	¥224,000	¥156,800
NucleoBond® Xtra Midi EF	収量：～500 µg 時間：85分	10回	740420.10	¥28,000	¥19,600
		50回	740420.50	¥132,000	¥92,400
NucleoBond® Xtra Midi Plus EF (NucleoBond® Finalizer添付)	収量：～500 µg 時間：45分	10回	740422.10	¥35,000	¥24,500
		50回	740422.50	¥156,000	¥109,200
NucleoBond® Xtra Maxi EF	収量：～1,000 µg 時間：90分	10回	740424.10	¥65,000	¥45,500
		50回	740424.50	¥316,000	¥221,200
NucleoBond® Xtra Maxi Plus EF (NucleoBond® Finalizer添付)	収量：～1,000 µg 時間：50分	10回	740426.10	¥74,000	¥51,800
		50回	740426.50	¥345,000	¥241,500

NucleoBond® Xtra BAC

30%OFF

製品名	概要	容量	製品コード	通常価格	キャンペーン価格
NucleoBond® Xtra BAC	陰イオン交換カラムを用いた、 BACやCosmidなどの高分子 ベクター調製用キット	10回	740436.10	¥55,000	¥38,500
		25回	740436.25	¥120,000	¥84,000

表示価格はすべて税別です。



プラスミドミニプレップ

シーケンスグレードのプラスミドDNA精製に

NucleoSpin® Plasmid EasyPure

- 最大30 µgの収量、14分で6サンプルを処理可能
→ 独自の処理を行ったシリカメンブレンにより、洗浄と乾燥を同時に実施！
- pH指示試薬LyseControlにより、大腸菌のアルカリ溶解、中和反応を可視化
- RNase A溶液を添付、溶解作業なしですぐに抽出作業に使用可能



40%OFF

製品名	概要	容量	製品コード	通常価格	キャンペーン価格
NucleoSpin® Plasmid EasyPure	簡便、迅速、高収量と3拍子揃ったプラスミド精製	50回	740727.50	¥12,500	¥7,500
		250回	740727.250	¥46,000	¥27,600



DNAクリーンアップ

NucleoSpin® Gel and PCR Clean-up

NucleoSpin® Gel and PCR Clean-up XS

- PCR反応液からの精製、ゲル回収の両方に使用可能！
- pH indicatorによる安心操作
- 短鎖(>50 bp)も高効率で回収
- 高濃度での調製が可能 → 最小 15 µlで溶出(XSなら最小6 µl)
- オプションでssDNAやRNAの精製にも対応

2 in 1 キット！



40%OFF

製品名	概要	容量	製品コード	通常価格	キャンペーン価格
NucleoSpin® Gel and PCR Clean-up	PCR反応液からもアガロースゲルからもわずか10分で精製可能	50回	740609.50	¥16,000	¥9,600
		250回	740609.250	¥66,000	¥39,600
NucleoSpin® Gel and PCR Clean-up XS	XSスピニングカラムで微量サンプルに対応、最小6 µlでの溶出が可能	50回	740611.50	¥17,000	¥10,200
		250回	740611.250	¥72,000	¥43,200




ゲノムDNA調製

NucleoSpin® Tissue

- 動物組織、細胞、細菌、酵母、血液痕など多様な試料に対応できる汎用ゲノムDNA精製キット
- さまざまなサンプルに対応した16種類以上のプロトコルを用意

NucleoSpin® Tissue XS

- 生検試料、FCMソート細胞などの微量サンプルからのゲノムDNA精製に
- XSカラムによりわずか5 µlで溶出可能



ファンネル型のリングを採用することで径の小さいシリカメンブレンを保持。高濃度溶出を実現！

30%OFF

製品名	概要	容量	製品コード	通常価格	キャンペーン価格
NucleoSpin® Tissue	動物組織、細胞、酵母、血液痕などからゲノムDNA調製が可能	50回	740952.50	¥31,000	¥21,700
		250回	740952.250	¥134,000	¥93,800
NucleoSpin® Tissue XS	XSスピニングカラムで微量サンプルに対応	50回	740901.50	¥36,000	¥25,200
		250回	740901.250	¥156,000	¥109,200

RNA調製

NucleoSpin® RNA

動物組織、細胞、細菌、酵母などからの調製に！
溶解液の清澄化FilterからrDNaseまで、total
RNA精製に必要な試薬をすべて含んだキット


- NucleoSpin® Filterを同梱
→ 溶解液の清澄化と粘性低減
→ ゲノムDNAの混入を低減
- rDNaseを添付
→ 脱塩処理用バッファーとDNase反応
用バッファーでカラム上でのDNase
処理を最適化
- 精製RNAはそのままRT-PCRに使用可能



NucleoSpin® RNA XS

微量サンプル解析の理想的なソリューション！

- Single cellやわずか0.1 mgの組織切片から
でもRNA精製が可能
- 5 µlで溶出できるため、高濃度のRNA調製
が可能



ファンネル型のリングを
採用することで径の小さ
いシリカメンブレンを保持。
高濃度溶出を実現！

30%OFF

製品名	概要	容量	製品コード	通常価格	キャンペーン価格
NucleoSpin® RNA	スピナカラムタイプのtotal RNA抽出キット	50回	740955.50	¥42,000	¥29,400
		250回	740955.250	¥182,000	¥127,400
NucleoSpin® RNA XS	微量サンプル対応のtotal RNA抽出キット	50回	740902.50	¥62,000	¥43,400
		250回	740902.250	¥280,000	¥196,000

NucleoSpin® RNA Plus

NucleoSpin® RNA Plus XS

専用カラムで混入gDNAを除去！ 新世代のRNA精製キット

- NucleoSpin® gDNA Removal ColumnによるgDNAの除去
→ 溶解液の清澄化と粘性低減、ゲノムDNAの除去を1 stepで
- 20分以内でtotal RNAの精製が可能
→ 酵素処理が不要なので、短時間でgDNA除去済みRNA溶液の精製が可能
- 2-ME、TCEP添加が不要な新Lysis Bufferを採用



30%OFF

製品名	概要	容量	製品コード	通常価格	キャンペーン価格
NucleoSpin® RNA Plus	gDNA除去カラムを利用し た高速total RNA精製キット	50回	740984.50	¥45,000	¥31,500
		250回	740984.250	¥196,000	¥137,200
NucleoSpin® RNA Plus XS	微量試料からの高速total RNA精製キット	50回	740990.50	¥64,000	¥44,800
		250回	740990.250	¥290,000	¥203,000

RNAクリーンアップ

NucleoSpin® RNA Clean-up

NucleoSpin® RNA Clean-up XS

- RT-PCR阻害物質の除去をわずか20分で！
- XSタイプなら5 µlで溶出が可能

30%OFF

製品名	概要	容量	製品コード	通常価格	キャンペーン価格
NucleoSpin® RNA Clean-up	抽出RNAや酵素反応後の RNAの精製	50回	740948.50	¥40,000	¥28,000
		250回	740948.250	¥172,000	¥120,400
NucleoSpin® RNA Clean-up XS	XSスピナカラムで微量サン プルに対応	50回	740903.50	¥49,000	¥34,300
		250回	740903.250	¥220,000	¥154,000



糞便試料からのDNA調製

NucleoSpin® DNA Stool

Type A Beads(セラミック)による効率的な試料破碎

- 多様なヒト、動物(肉食動物、雑食動物、草食動物)の糞便試料に対応
- セラミックビーズを含む**MN Bead Tubes Type A**を用いて**バイアスの少ない試料破碎**が可能
- NucleoSpin Inhibitor Removal Columnにより**PCR阻害物質を効率的に除去**

30%OFF

製品名	概要	容量	製品コード	通常価格	キャンペーン価格
NucleoSpin® DNA Stool	糞便試料からDNAを効率よく精製、メタゲノム解析に最適	50回	740472.50	¥52,000	¥36,400
		250回	740472.250	¥232,000	¥162,400



バクテリアからのDNA調製

NucleoSpin® Microbial DNA

多様なバクテリアに対応可能なType B Beadsを同梱

- グラム陰性菌、グラム陽性菌からゲノムDNAを抽出、精製
- ガラスビーズ(**MN Bead Tubes Type B**)とProteinase Kを組み合わせ、**広範囲のバクテリアを破碎溶解**

30%OFF

製品名	概要	容量	製品コード	通常価格	キャンペーン価格
NucleoSpin® Microbial DNA	バクテリアからの高純度なゲノムDNA精製	50回	740235.50	¥34,000	¥23,800
		250回	740235.250	¥156,000	¥109,200



酵母、糸状菌からのDNA精製

NucleoSpin® DNA Yeast

酵母に特異的なType C Beadsを同梱

- 酵母、糸状菌の破碎に有効なコランダムビーズ(**MN Bead Tubes Type C**)を同梱
- 最大100 mgの酵母からDNAを高収量で精製

30%OFF

製品名	概要	容量	製品コード	通常価格	キャンペーン価格
NucleoSpin® DNA Yeast	酵母、糸状菌からの効率的なDNA精製	50回	740236.50	¥34,000	¥23,800



甲殻類、昆虫からのDNA精製

NucleoSpin® DNA Insect

固い外骨格をType D Beads(スチールビーズ)で破碎

- Steel Beadsを含む**MN Bead Tubes Type D**を用いて試料を強力破碎
- 新鮮サンプルだけでなく、凍結、乾燥、エタノール保存サンプルなどにも対応

30%OFF

製品名	概要	容量	製品コード	通常価格	キャンペーン価格
NucleoSpin® DNA Insect	昆虫、甲殻類からDNAを収率よく精製	50回	740470.50	¥39,000	¥27,300

・本パンフレットで紹介した製品はすべて研究用として販売しております。ヒト、動物への医療、臨床診断用には使用しないようご注意ください。また、食品、化粧品、家庭用品等として使用しないでください。・タカラバイオの承認を得ずに製品の再販・譲渡、再販・譲渡のための改変、商用製品の製造に使用することは禁止されています。
・ライセンスなどに関する最新の情報は弊社ウェブサイトをご覧ください。
・本パンフレットに記載されている会社名および商品名などは、各社の商号、または登録済みもしくは未登録の商標であり、これらは各所有者に帰属します。
・本パンフレット記載の価格は2025年7月1日現在の希望小売価格です。価格に消費税は含まれておりません。

2025年6月作成G

タカラバイオ株式会社

営業部(東京) TEL 03-3271-8553 FAX 03-3271-7282
 営業部(本社) TEL 077-565-6969 FAX 077-565-6995
 テクニカルサポートライン TEL 077-565-6999 FAX 077-565-6995
 Website <https://www.takara-bio.co.jp>
 公式X @Takara_Bio_JP / https://x.com/Takara_Bio_JP



取扱販売店

正晃株式会社

福岡第一営業所 (092) 611-8131 熊本営業所 (096) 380-0055 岡山営業所 (086) 250-1205
 福岡第二営業所 (092) 611-5335 大分営業所 (097) 558-0025 東京支店 (03) 5947-6680
 福岡第三営業所 (092) 330-6060 宮崎営業所 (0985) 27-1331 海外営業所 (092) 611-5570
 北九州営業所 (093) 671-8006 鹿児島営業所 (099) 260-7133 移設営業所 (03) 5935-6613
 久留米営業所 (0942) 45-1331 沖縄営業所 (098) 888-3666 福岡物流センター (092) 624-6333
 佐賀営業所 (0952) 22-7841 山口営業所 (083) 972-0215
 長崎営業所 (0957) 49-2780 下関配送センター (083) 248-3862 www.seikonet.co.jp