



除菌処理済みケアタオル

# おしほり太郎 Stickスティック



## 製品の特長

安全な衛生水準で、安心の衛生環境を効率的かつ効果的に実現するスティックタイプのディスポーザブル除菌済ケアタオル。



Point 01

衛生的!

「使い捨て」+「除菌処理済み」で、大変衛生的です。

Point 02

保存に便利!

スティックは単体で個装なので、保存がカンタンで、ラクに管理できます。

Point 03

使いやすい!

使いたい時に、すぐ使えます。  
(\*ホットキャビ(65℃、目安3時間以内)や電子レンジにも対応)

Point 04

どこでも!

スティック単体でどこへでも持ち運べますので、使う場所を選びません。

Point 05

提供しやすい!

個装なので、いろんなシーンで必要な数に応じたご提供が可能です。

Point 06

安心・安全!

公益社団法人日本食品衛生協会の検査を受けていますので、安全・安心の品質です。

用途に合わせて、6つのタイプからお選びいただけます。

製品仕様

厚手/薄手	厚手				薄手		
製品サイズ	S	M	L	ロングサイズ	ライト S	ライト M	ライト ロングサイズ
シートサイズ	260×180mm	260×300mm	260×450mm	260×600mm	260×180mm	260×300mm	260×600mm
入数	1000本	720本	480本	400本	1000本	1000本	500本
小分け	100×10パック	60×12パック	60×8パック	50×8パック	100×10パック	100×10パック	50×10パック
重量(ケース)	14kg	15kg	14kg	16kg	10kg	14kg	14kg
重量(1本あたり)	13g	19g	27g	38g	9g	13g	26g
箱サイズ(縦×横×高さ)	555×350×430mm	555×350×430mm	555×350×330mm	555×350×330mm	555×350×430mm	555×350×430mm	555×350×330mm
主な用途/使用例	手拭き	手拭き/顔拭き/検査等の拭取り	下拭き/からだふき	からだふき	手拭き	手拭き/顔拭き	下拭き/からだふき
仕様				備考			
材質・原反	レーヨン不織布 丸エンボス加工			一般的な紙おしぼりと比べ、とても厚みがあります。丸エンボス加工のため、凹凸があり拭き取りやすくなっています。			
除菌効果維持・品質保持期間	約6ヶ月			※保管条件:直射日光があたらず、エアコンのない常温保管			
薬液・効果	塩化ベンザルコニウム:除菌効果/プチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル:防カビ効果						

【一般的な紙おしぼりとの対比】 (※当社調査に基づく対比)	おしぼり太郎スティック	一般的な紙おしぼり
除菌液原料	塩化ベンザルコニウム、他	安定化二酸化塩素等
除菌効果	長期間(約6ヶ月)※	短期間
化粧品原料基準収載	収載(お肌がしっとりする)	未収載
皮膚への刺激	弱い	強い
臭い	無臭	不快臭(塩素系)
気化	気化しづらい	気化しやすい
素材の強度	強い	弱い



# 正晃株式会社



<http://www.seikonet.co.jp/>

福岡第一営業所 (092)611-8131  
 福岡第二営業所 (092)611-5335  
 福岡西営業所 (092)330-6060  
 北九州営業所 (093)671-8006

久留米営業所 (0942)45-1331  
 大分営業所 (097)558-0025  
 佐賀営業所 (0952)22-7841  
 熊本営業所 (096)380-0055

宮崎営業所 (0985)27-1331  
 鹿児島営業所 (099)260-7133  
 長崎営業所 (0957)49-2780  
 沖縄営業所 (098)888-3666

山口営業所 (083)972-0215  
 下関配送センター (083)248-3862  
 海外営業所 (092)611-5570  
 東京支店 (03)5947-6680