



BLISSGLOVES

指先エンボス加工

ニトリルグローブ

FDA・CEを取得し、医療用として製造しております。
食品衛生法に基づく適合承認取得。滑りにくい指先「エンボス加工」



GB 10213-2006 / EN-455
ISO 10993 / ISO 9001-2015 / ISO 13485-2016
ASTM D6319/D6978/D7866/D7907/D7160/D5151

パウダーフリー 左右兼用 使い捨て 非滅菌タイプ

定価：オープン価格

100 枚入/箱
ケース入数：10箱

XS S M L

生産国：中華人民共和国

製品名	型番/JANコード	入数/ケース入数
ニトリルグローブ ブルー XSサイズ 1110-001309	BM-GBN1601 4570080450515	100枚入/箱 10箱/ケース
ニトリルグローブ ブルー Sサイズ 1110-001310	BM-GBN1602 4570080450522	100枚入/箱 10箱/ケース
ニトリルグローブ ブルー Mサイズ 1110-001311	BM-GBN1603 4570080450539	100枚入/箱 10箱/ケース
ニトリルグローブ ブルー Lサイズ 1110-001312	BM-GBN1604 4570080450546	100枚入/箱 10箱/ケース

※仕様およびデザインは予告なく変更する場合がございます。
予めご了承下さい。広告掲載日：2023年9月1日現在。

■ 幅・長さ・重量

サイズ	長さ (mm)	幅 (mm)	重量 (g)
XS	220	75 ± 5	3.5 ± 0.5
S	220	80 ± 10	4.0 ± 0.5
M	230	95 ± 10	4.5 ± 0.5
L	230	110 ± 10	5.0 ± 0.5

■ 厚さ

測定位置	単層 (mm)
指先 (指先の極端から13mm)	0.1
手のひら	0.08
手首回り	0.07

■ 日本語パッケージ化粧箱サイズ

サイズ	幅 (mm)	奥行 (mm)	高さ (mm)
共通	240	120	70

■ 日本語カートンケースサイズ

サイズ	幅 (mm)	奥行 (mm)	高さ (mm)
共通	360	250	250

ロットナンバー & 製造年月日：パッケージに記載
使用推奨期限：生産日から3年間

【保管条件】

- 水ぬれに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて保管する事。
- 蛍光灯下やオゾン発生する機器の周辺等に保管しない事。

取扱販売店



正晃株式会社



販売元

プリスメディカル株式会社

<http://seikonet.jp/customer/>

福岡第一営業所 (092)611-8131
福岡第二営業所 (092)611-5335
福岡西営業所 (092)330-6060
北九州営業所 (093)671-8006

久留米営業所 (0942)45-1331
大分営業所 (097)558-0025
佐賀営業所 (0952)22-7841
熊本営業所 (096)380-0055

宮崎営業所 (0985)27-1331
鹿児島営業所 (099)260-7133
長崎営業所 (0957)49-2780
沖縄営業所 (098)888-3666

山口営業所 (083)972-0215
下関配送センター (083)248-3862
海外営業所 (092)611-5570
東京支店 (03)5947-6680